



Offizieller Distributionspartner in Deutschland, Österreich und Luxemburg für:

Welland
Medical

NEU

► Die Basisplattenstanze und unser Stanzservice

Sie suchen eine saubere und sichere Möglichkeit, Ihre Basisplatten auf bestimmte Lochgrößen auszustanzen?
Wir haben die Lösung!

Zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001

Healthcare Compliance
geführter Betrieb

WEGIMED[®]

WEGIMED GmbH
Eiserfelder Straße 446
57080 Siegen (Germany)
Telefon +49-271-70319627
Telefax +49-271-70319620
info@wegimed.de
www.wegimed.de

freecall
0800
9344633
0800/WEGIMED

Anwenderorientiert bis ins Detail

Die neue Wegimed Basisplattenstanze

Als Qualitätsprodukt aus Deutschland ist die neue Basisplattenstanze von Wegimed besonders robust und solide. Alle Welland Basisplatten* (plan und konvex) können auf folgende Größen ausgestanzt werden, ohne scharfe Kanten zu bilden:

16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45 mm.

* Für einteilige Versorgungssysteme gibt es derzeit noch keine Ausstanzmöglichkeit.

Sie möchten Basisplatten anderer Hersteller ausstanzen? Dann senden Sie uns eine Ihrer Basisplatten und Sie erhalten von uns ein Komplettangebot inkl. der entsprechenden Stanzwerkzeuge.

Die Wegimed Basisplattenstanze besteht in der Grundausstattung aus:

- ▶ 1 Hand-Kniehebelpresse
- ▶ 1 Stanzwerkzeug (eine Lochgröße von den oben aufgeführten auswählen)
- ▶ 1 Stanzschablone (für plan oder konvex und eine Rastringgröße)
- ▶ 4 Schrauben zur Befestigung der Stanze auf einem Tisch

Unser Service

Gerne stanzen wir Ihre Welland Basisplatten hier bei uns nach Ihrer verbindlichen Lochgrößenangabe vor dem Versand aus unserem Lager für Sie aus.

Bitte beachten Sie, dass diese Basisplatten nach Stanzung von der Rücknahme ausgeschlossen sind!

Pro Basisplatte berechnen wir 0,40 € inkl. 19 % MwSt. Aufwandspauschale



Weiteres optionales Zubehör sowie ein individuelles Angebot erhalten Sie hier:

WEGIMED GmbH

Eiserfelder Straße 446
57080 Siegen (Germany)
Telefon +49-271-70319627
Telefax +49-271-70319620
info@wegimed.de
www.wegimed.de

