



Offizieller Distributionspartner in Deutschland, Österreich und Luxemburg für:



► Welland Urostomie Nachdrainagebeutel mit Easiflo™ Konnektor



WEGIMED GmbH
Eiserfelder Straße 446
57080 Siegen (Germany)
Telefon +49-271-70319627
Telefax +49-271-70319620
info@wegimed.de
www.wegimed.de

freecall
 **0800**
9344633
0800/WEGIMED

Zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001:2008
Healthcare Compliance
geführter Betrieb

Anwenderorientiert bis ins Detail

Kein Verdrehen
des Schlauches am
Urostomiebeutel
dank Easiflo™
Konnektor

Welland Urostomie Nachdrainagebeutel mit Easiflo™ Konnektor

Der Welland Urostomie Nachdrainagebeutel hat ein Fassungsvermögen von 2000 ml und eine Schlauchlänge von 120 cm. Der Beutel kann mit jeder handelsüblichen Nachtbeutelauflhängung am Bett befestigt werden. Der mitgelieferte Easiflo™ Konnektor wurde speziell entwickelt, um eine ruhige Nacht zu garantieren.

Denn durch den Easiflo™ Konnektor wird ein Verdrehen des Schlauches am Anschluss des Urostomiebeutels verhindert. Somit ist ein sicherer, kontinuierlicher Urinabfluss in den Nachdrainagebeutel gewährleistet. Die weiche blaue Spitze des Easiflo™ Konnektors dient zudem als visuelle Hilfe beim Anschluss an den Urostomiebeutel und sorgt somit für ein angenehmes Tragegefühl.

EINZIGARTIG!



Ihre Vorteile auf einen Blick

- ▶ Kein Verdrehen des Schlauches am Anschluss des Urostomiebeutels.
- ▶ Ein Fassungsvermögen von 2000 ml sorgt für eine ruhige und erholsame Nacht.
- ▶ Der Easiflo™ Konnektor kann ausgespült werden und ist dadurch wiederverwendbar.
- ▶ Das Rücklaufventil verhindert den Rückfluss von Urin und reduziert das Infektionsrisiko.



PZN	HMV-Nr.	Art.- Nr.	Produktbezeichnung	Stk. pro Pckg.
11379066	29.26.11.6141	ND700	Welland Urostomie Nachdrainagebeutel mit Easiflo™ Konnektor	5

Schauen Sie sich hierzu auch das Anleitungsvideo (in englischer Sprache) auf <http://wegimed.de/produkte/welland-rostomaversorgung/zubehor> an. Schneller geht es mit dem neben stehenden QR-Code. Einfach mit Ihrem Smartphone einscannen, fertig!



WEGIMED GmbH
Eiserfelder Straße 446
57080 Siegen (Germany)
Telefon +49-271-70319627
Telefax +49-271-70 319620
info@wegimed.de
www.wegimed.de

freecall
0800
9344633
0800/WEGIMED